

Probenverpackung

- Primärverpackung – saugfähiges Material – Sekundärverpackung
 - Unbedingt luftdicht verschließen!
- Probenbegleitschein zusammenfalten, in Klarsichtfolie stecken, verschließen und an Versandtüte kleben bzw. hineinlegen
 - Einzeln an jede Versandtüte kleben, keine Sammeleinsendungen!
 - Probenbegleitscheine bitte nicht an die Versandtüte tackern
- Keine Tierkörperreste direkt mit anderen Proben verpacken! -> Kontamination/Verschmutzung
- Durchsichtige Probenbeutel verwenden

Verpackung Probenbegleitschein + Probe



Probe und Probenbegleitschein separat in durchsichtigen Beutel stecken



Beutel mit Probe und Probenbegleitschein gemeinsam
in einer größeren Versandtüte verpacken